

FR Mode d'emploi de l'autopiqueur droplet®

L'autopiqueur **droplet®** est un dispositif médical à usage multiple avec lancettes stériles à usage unique destiné au prélèvement de sang capillaire par un particulier.

L'autopiqueur **droplet®** est muni d'un capuchon transparent pour des prélèvements sur site alternatif (AST) en option qui, une fois installé sur l'autopiqueur, permet de prélever du sang sur d'autres sites.

Ce dispositif permet de sélectionner 5 profondeurs de ponction cutanée différentes.

ATTENTION :

- L'autopiqueur **droplet®** est destiné à un seul utilisateur.
- L'autopiqueur ne doit JAMAIS être partagé avec une autre personne (y compris des membres de la famille) en raison du risque d'infection !
- Si le patient a besoin d'aide, le soignant doit toujours porter des gants pour éviter le risque d'infection.
- Une nouvelle lancette stérile doit être utilisée pour chaque prélèvement.
- Une fois le test terminé, ne laissez pas la lancette dans le dispositif.
- Jetez la lancette usagée en toute sécurité, conformément à la réglementation locale.
- Consultez votre professionnel de santé avant de procéder à un prélèvement sur site alternatif (AST).
- Gardez hors de portée des enfants en l'absence de surveillance d'un adulte.

Le capuchon AST ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Un faible taux de glucose sanguin est suspecté (hypoglycémie).
- Des changements rapides de la glycémie ont été observés après un repas, après une dose d'insuline ou après un exercice physique.
- Une hypoglycémie asymptomatique est détectée.
- L'utilisateur ne présente aucun symptôme d'hypoglycémie.
- Les résultats des tests effectués sur d'autres sites ne concordent pas avec ce que ressent l'utilisateur (le patient).
- L'utilisateur est malade ou stressé.
- L'utilisateur a l'intention de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Tout incident grave se produisant en rapport avec le dispositif doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes locales/agences gouvernementales, selon le cas. Si vous avez des problèmes de santé, consultez un professionnel de la santé. En cas d'utilisation intensive, ce dispositif fonctionnera pendant deux ans à la raison de 12 utilisations par jour à partir de la première utilisation.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DE L'AUTOPIQUEUR :

Ne plongez jamais l'autopiqueur dans de l'eau ou des liquides.

L'autopiqueur doit être nettoyé et désinfecté au moins une fois par semaine.

Utilisez des lingettes désinfectantes imbibées d'une solution d'alcool isopropyle à 70 %, disponibles en pharmacie. Ces lingettes ne constituent aucun danger pour le dispositif.

N'utilisez pas d'eau de javel (hypochlorite de sodium).

L'autopiqueur conserve ses paramètres pendant trois ans si les recommandations de nettoyage et de désinfection sont respectées.

Procédure :

Préparez une nouvelle lingette désinfectante. Essayez soigneusement l'ensemble de l'autopiqueur, le capuchon réglable et le capuchon AST pendant au moins 60 secondes. Laissez sécher l'appareil.

AVANT UTILISATION :

- Lavez soigneusement vos mains et le site de ponction avec du savon et de l'eau tiède, et esséchez la peau.

- Pour déverrouiller le dispositif, tournez la bande (g), qui fait partie du capuchon réglable (l). La marque en relief et la marque en retrait s'alignent comme indiqué.

- Retirez le capuchon réglable (l).

5. Insérez la lancette (e) dans le capuchon AST (j). Tournez la bande (g) jusqu'à ce qu'un clic audible se produise. Le bouton de déverrouillage (b) se lève.

6. Dévissez complètement le capuchon de protection de la lancette (f). Ne tirez pas sur la lancette (e). Veillez à ne pas toucher l'aiguille ni le bouton déclencheur (h).

6. Dévissez complètement le capuchon de protection de la lancette (f). Ne tirez pas sur la lancette (e). Veillez à ne pas toucher l'aiguille ni le bouton déclencheur (h).

7. Appuyez l'autopiqueur contre le côté du déclencheur (h). JUSQU'À CE QUE LE DISPOSITIF CLIQUE.

2. Réglez la profondeur de ponction (de 1 à 5) en tournant le cadran de l'embout (n).

PRÉLÈVEMENT D'UN ÉCHANTILLON DE SANG DES DEUX TÊTES ALTERNATIVES (AVEC LE CAPUCHON RÉGLABLE) :

Utilisez le capuchon réglable (l).

N'utilisez pas le capuchon AST transparent (j).

1. Remettez le capuchon réglable (l) sur l'autopiqueur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête complètement. Un clic est perçu ou entendu et les deux marques en relief s'alignent comme indiqué.

2. Réglez la profondeur de ponction (de 1 à 5) en tournant le cadran de l'embout (n).

3. Tirez le cylindre coulissant (a) et relâchez-le afin de préparer l'autopiqueur.

4. Appuyez l'autopiqueur contre le côté du déclencheur (h). JUSQU'À CE QUE LE DISPOSITIF CLIQUE.

2. Réglez la profondeur de ponction (de 1 à 5) en tournant le cadran de l'embout (n).

5. Pour obtenir une goutte de sang, appuyez doucement sur le doigt en vous dirigeant vers le site de ponction. N'appuyez pas sur le site de ponction !

6. Une fois la goutte de sang obtenue, procédez à l'analyse.

7. Essayez le site de ponction avec un mouchoir propre et sec.

PRÉLÈVEMENT D'UN ÉCHANTILLON DE SANG SUR SITE ALTERNATIF (AVEC LE CAPUCHON AST) - PAUME :

ATTENTION : N'utilisez pas le capuchon AST transparent (j) sur le bout des doigts.

1. Suivez les étapes décrites dans la section AVANT UTILISATION.

2. Au lieu du capuchon réglable (l), placez le capuchon AST (j) sur l'autopiqueur. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête complètement. Un clic est perçu ou entendu et les deux marques en relief s'alignent comme indiqué.

3. Choisissez le site de ponction sur la paume en fonction de l'emplacement indiqué sur le dessin. Évitez les veines, les grans de beauté, les os et les tendons.

4. Tirez le cylindre coulissant (a) et relâchez-le afin de préparer l'autopiqueur.

5. Appuyez l'autopiqueur contre le site de ponction choisi, puis appuyez sur le bouton déclencheur (h) JUSQU'À CE QUE LE DISPOSITIF CLIQUE.

6. N'éloignez pas le dispositif de la paume. Maintenez une pression constante jusqu'à ce qu'une petite goutte de sang ronde se forme sous le capuchon AST transparent (j).

8. Procédez à l'analyse.

ÉJECTION DE LA LANCETTE DE L'AUTOPIQUEUR

Ne retirez pas la lancette (e) de l'autopiqueur avec vos doigts ! L'autopiqueur est équipé d'un éjecteur de lancette (c).

Ne réalisez pas les lancettes. Jetez la lancette usagée en toute sécurité conformément à la réglementation locale.

2. Poussez l'éjecteur de lancette (c) vers l'avant pour éliminer la lancette usagée (e) de manière sûre jusqu'à ce que celle-ci tombe dans le récipient pour objets tranchants, puis faites glisser l'éjecteur (c) vers l'arrière.

3. Fixez le capuchon réglable (l) ou le capuchon AST (j). Tournez la bande (g) ou le capuchon AST (j) pour verrouiller.

IT Istruzioni d'uso del dispositivo puntigido droplet®

Il dispositivo puntigido **droplet®** è un dispositivo medico per uso multiplo con lancette sterili monouso per il prelievo di sangue capillare da parte di un utente non medico.

Il dispositivo puntigido **droplet®** è dotato di un capuccio trasparente opzionale per il prelievo da siti alternativi (AST), che una volta installato sul dispositivo, consente il prelievo del sangue da siti alternativi.

Il dispositivo permette di selezionare 5 diverse profondità di puntura della pelle.

ATTENZIONE:

- Il dispositivo puntigido **droplet®** è concepito per uso individuale.
- Per non esporri al rischio di infezioni, il dispositivo puntigido non deve MAI essere condiviso con altre persone (compresi i familiari).
- Se l'utente necessita di assistenza, il caregiver deve sempre indossare i guanti per evitare il rischio di infezione.
- Per ogni puntura, deve essere usata una lancetta nuova e sterile.
- Dopo il prelievo, la lancetta non deve essere lasciata inserita nel dispositivo.
- Gettare la lancetta usata in modo sicuro secondo le normative locali.
- Prima di effettuare il prelievo da siti alternativi (AST), consultare il proprio operatore sanitario di riferimento.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini senza supervisione da parte di un adulto.

Il capuccio AST non deve essere utilizzato se:

- Si sospetta un basso livello di glucosio nel sangue (ipoglicemia).
- Si verificano rapidi cambiamenti della glicemia (bassi), dopo una dose di insulina o dopo l'esercizio fisico.
- L'utente soffre di ipoglicemia asimomatica, cioè una glicemia bassa che non presenta sintomi.
- I risultati del prelievo da siti alternativi non concordano con le sensazioni dell'utente (paziente).
- L'utente è malato o stressato, o sente alterazioni durante un veicolo o l'utilizzare macchinari.

ALTRE INFORMAZIONI:

Qualsiasi grave incidente verificatosi in relazione all'uso del dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità locale competente/agenzie governative, a seconda dei casi. In caso di problemi di salute, consultare un operatore sanitario. Il dispositivo funzionerà per due anni di uso intensivo (12 usi al giorno) a partire dal primo utilizzo.

PULIZIA E DISINFESTAZIONE DEL DISPOSITIVO PUNIGIDO:

Non immergere il dispositivo puntigido in acqua o altri liquidi.

Il dispositivo puntigido deve essere pulito e disinfettato almeno una volta alla settimana.

Usare salviette disinfettanti imbevute di soluzione di alcool isopropilico al 70%, disponibili in farmacia. L'uso di queste salviette è sicuro per il dispositivo.

Non usare candeggina (ipoclorito di sodio).

Seguendo le raccomandazioni di pulizia e disinfezione, il dispositivo puntigido mantiene i suoi parametri per tre anni.

Procedimento:

Preparare una salvietta disinfettante nuova. Pulire accuratamente l'intero puntigido, il capuccio regolabile e il capuccio AST per almeno 60 secondi.

Lasciare asciugare il dispositivo.

PULIZIA E DISINFESTAZIONE DEL DISPOSITIVO PUNIGIDO:

Non immergere il dispositivo puntigido in acqua o altri liquidi.

Il dispositivo puntigido deve essere pulito e disinfettato almeno una volta alla settimana.

Usare salviette disinfettanti imbevute di soluzione di alcool isopropilico al 70%, disponibili in farmacia. L'uso di queste salviette è sicuro per il dispositivo.

Non usare candeggina (ipoclorito di sodio).

Seguendo le raccomandazioni di pulizia e disinfezione, il dispositivo puntigido mantiene i suoi parametri per tre anni.

Procedimento:

Preparare una salvietta disinfettante nuova. Pulire accuratamente l'intero puntigido, il capuccio regolabile e il capuccio AST per almeno 60 secondi.

Lasciare asciugare il dispositivo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Cilindro scorrevole (a)
- Pulsante di rilascio (b)
- Espulsore della lancetta (c)
- Porta lancetta (d)
- Lancetta (e)
- Capuccio protettivo (f)
- Fascia (g)
- Quadrante finale (h)
- Capuccio AST trasparente (j)
- Capuccio regolabile (l)

PRIMA DELL'USO:

1. Lavare accuratamente le mani e la zona della puntura con acqua calda e sapone e asciugare.

2. Per sbloccare il dispositivo, ruotare la fascia (g), che fa parte del cappuccio regolabile (l). Il segno in rilievo e il segno dentellato si allineano come mostrato.

3. Rimuovere il cappuccio regolabile (l).

4. Preparare una lancetta nuova e sterile (e). Non rimuovere il capuccio protettivo (f) dalla lancetta (e). Ruotare di ¼ (90 gradi).

5. Inserire la lancetta (e) nel puntigido. Premere fino a quando non si sente un clic. Il pulsante di rilascio (b) si solleverà.

6. Svitare completamente il capuccio protettivo della lancetta (f). Non tirare la lancetta (e). Fare attenzione a non toccare l'ago né il pulsante di rilascio (b).

PRELEVARE UN CAMPIONE DI SANGUE DALLA PUNTA DEL DITO (CON IL CAPPUCCIO REGOLABILE):

Utilizzare il capuccio regolabile (l).

Non utilizzare il capuccio AST trasparente (j).

1. Rimettere il capuccio regolabile (l) sul dispositivo e avvitarlo in senso orario fino all'arresto completo. Si sente o si percepisce uno scatto ed entrambi i segni in rilievo si allineano come mostrato.

2. Impostare la profondità di puntura (da 1 a 5) ruotando la ghiera del quadrante finale (h).

3. Tirare indietro il cilindro scorrevole (a) e lasciarlo andare per preparare il puntigido.

4. Premere il puntigido contro il sito del dito e premere il pulsante di rilascio FINO A SENTIRE UNO SCATTO.

5. Per prelevare una goccia di sangue, premere delicatamente il dito verso il punto in cui avviene la puntura. Non premere con forza.

6. Dopo avere prelevato la goccia di sangue, eseguire il test.

PRELEVARE UN CAMPIONE DI SANGUE DA SITI ALTERNATIVI (CON IL CAPPUCCIO AST) - PALMO:

ATTENZIONE: Non utilizzare il capuccio AST (j) trasparente sulla punta delle dita.

1. Seguire i passaggi descritti nella sezione PRIMA DELL'USO.

2. Al posto del capuccio regolabile (l), posizionare il capuccio AST (j) sul puntigido. Ruotarlo in senso orario fino a quando non si arresta completamente. Si sente o si percepisce uno scatto ed entrambi i segni in rilievo si allineano come mostrato.

3. Scegliere il sito di puntura sul palmo della mano in base al logo indicato nel disegno. Evitare vene, ossa e tendini.

4. Tirare indietro il cilindro scorrevole (a) e lasciarlo andare per preparare il puntigido.

5. Premere il puntigido contro il sito di puntura e premere il pulsante di rilascio (b) FINO A SENTIRE UNO SCATTO.

6. Non allontanare il dispositivo dal palmo della mano. Mantenere una pressione costante fino a quando non si forma una piccola goccia di sangue ronda sotto il capuccio trasparente (j) AST (j).

7. Sollevare il puntigido verso l'alto e allontanarlo dalla pelle senza spalmare la goccia di sangue.

ESTRARRE LA LANCETTA DAL PUNIGIDO

Non utilizzare il dispositivo puntigido (a) dal puntigido. Il dispositivo puntigido è dotato di un espulsore della lancetta (c).

Non riutilizzare le lancette. Gettare la lancetta usata in modo sicuro secondo le normative locali.

2. Spingere l'espulsore della lancetta (c) in avanti per smaltire la lancetta usata (e) in modo sicuro fino a quando la lancetta non cade nel contenitore degli oggetti taglienti, quindi far scorrere l'espulsore indietro (c).

3. Applicare il capuccio regolabile (l) o il capuccio AST (j). Ruotare la fascia (g) o il capuccio AST (j) per bloccarlo.

PL Instrukcja używania urządzenia nakłuwającego droplet®

Urządzenie nakłuwające **droplet®** jest urządzeniem wielokrotnego użytku wykorzystującym sterylne, jednorazowe palce, przeznaczony do pobierania próbek krwi włośniczkowej przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Urządzenie nakłuwające **droplet®** wyposażone jest w opcjonalną, przezroczystą nakładkę AST (lang. Alternate Site Testing). Można ją zamontować w dowolnym miejscu przy użyciu nakładki AST należącej na wyrób.

Wyrób ten pozwala wybrać 5 różnych głębokości nakłucia skóry.

OSTRZEŻENIE:

- Urządzenie nakłuwające **droplet®** jest przeznaczone do stosowania wyłącznie przez jednego użytkownika.
- W związku z ryzykiem zakażenia, urządzenia nakłuwające nie wolno NIGDY udostępniać innym osobom (nawet członkom rodziny)!
- Jeśli pacjent wymaga pomocy, opiekun powinien zawsze nosić rękawiczki, aby uniknąć ryzyka infekcji.
- Do każdego nakłucia należy użyć nowego, sterylnej lancetki.
- Po zakończeniu badania nie należy pozostawiać lancetki w urządzeniu nakłuwającym.
- Bezpiecznie wyrzucić zużyty lancetki, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed pobraniem krwi w innym miejscu niż opuszką (AST) należy skonsultować się z personelem medycznym.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci niebędących pod nadzorem osoby dorosłej.

Nakładki AST nie należy stosować w następujących przypadkach:

- Podjęzanie niskiego stężenia glukozy w krwi (hipoglikemia).
- Występowanie szybkich zmian stężenia glukozy we krwi (po posiłku, po podanej dawce insuliny lub wysiłku fizycznym).
- Bezobjawowej hipoglikemii (l), użytkownik nie ma żadnych objawów niskiego stężenia glukozy we krwi).
- Jeśli wyniki badania z innych miejsc nakłucia nie zgadzają się z odczuciami użytkownika (pacjenta).
- Jeśli użytkownik jest chory lub zestresowany.
- Jeśli użytkownik zamierza prowadzić pojazd lub obsługiwać maszyny.

INNE INFORMACJE:

Każdy poważny incydent, jaki wystąpił w związku z wyrobem, powinien zostać zgłoszony producentowi i właściwemu organowi / agencjom rządowym. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów z urządzeniem należy skonsultować się z personelem medycznym. Wyrób ten będzie działał przez dwa lata intensywnego użytkowania (12 razy na dobę) od momentu pierwszego użycia.

URZĄDZENIE NA KLWĄJĄCE:

Nigdy nie zanurzaj urządzenia nakłuwającego w wodzie ani w innych płynach.

Urządzenie nakłuwające należy czyścić i dezynfekować co najmniej raz w tygodniu.

Używaj dostępnych w aptekach chusteczek dezynfekujących nasączonych 70% roztworem alkoholu isopropylowego. Są one bezpieczne dla wyrobu.

Nie stosuj wybielacza (pochłorynu sodu).

Urządzenie nakłuwające zachowuje swoje parametry przez trzy lata pod warunkiem przestrzegania zaleceń dotyczących czyszczenia i dezynfekcji.

Procedura:

Przygotuj nową chusteczkę dezynfekującą. Ostrożnie przecieraj całe urządzenie nakłuwające i nakładkę AST przez co najmniej 60 sekund.

Pozostaw urządzenie do wyschnięcia.

URZĄDZENIE NA KLWĄJĄCE:

Nigdy nie zanurzaj urządzenia nakłuwającego w wodzie ani w innych płynach.

Urządzenie nakłuwające należy czyścić i dezynfekować co najmniej raz w tygodniu.

Używaj dostępnych w aptekach chusteczek dezynfekujących nasączonych 70% roztworem alkoholu isopropylowego. Są one bezpieczne dla wyrobu.

Nie stosuj wybielacza (pochłorynu sodu).

Urządzenie nakłuwające zachowuje swoje parametry przez trzy lata pod warunkiem przestrzegania zaleceń dotyczących czyszczenia i dezynfekcji.

Procedura:

Przygotuj nową chusteczkę dezynfekującą. Ostrożnie przecieraj całe urządzenie nakłuwające i nakładkę AST przez co najmniej 60 sekund.

Pozostaw urządzenie do wyschnięcia.

NAJWAŻNIEJSZE CZĘŚCI:

- Koncówka tylna (a)
- Przycisk zwalnający (b)
- Wyrzutnik lancetki (c)
- Gniazdo lancetki (d)
- Lancetka (e)
- Ostroska ochronna (f)
- Opaska (g)
- Pokrętło końcowe (h)
- Regulator głębokości (i)
- Przezroczysta nakładka AST (j)

PRZED UŻYCIEM:

1. Dokładnie umyj Urzymy sterylne ręką, aż poczujesz ciepłą wodą z mydłem, a następnie osusz je.

2. Żeby odblokować urządzenie, obróć opaskę (g), czyli część regulatora głębokości (i). Wypulke oznaczenie i wcięcie powinny znaleźć się w jednej linii (jak na rysunku).

3. Zdejmij regulator głębokości (i).

4. Przygotuj nową, sterylną lancetkę (e). Nie zdejmuj osłony ochronnej lancetki (f). Przekręć ją o ¼ (90 stopni).

5. Włóż lancetkę (e) do urządzenia nakłuwającego, przyciskając: aż do momentu, w którym usłyszysz kliknięcie. Przycisk zwalnający (b) podniesie się.

6. UKRĘĆ do końca osłonkę ochronną lancetki (f). Nie ciągnij za lancetkę (e). Uważaj, żeby nie dotknąć igły ani przycisku zwalnającego (b).

POBIERANIE PRÓBK KWII Z OPUSZKI PALCA I UŻYCIEM REGULATORA GŁĘBOKOŚCI:

Użyj regulatora głębokości (i).

Nie używaj przezroczystej nakładki AST (j).

1. Ponownie załóż regulator głębokości (i) na urządzenie nakłuwające, przekręcając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara do zatrzymania. Usłyszysz lub wyuczysz kliknięcie, a oba wypulke znaczniki znajdą się w jednej linii, jak na rysunku.

2. Ustaw głębokość nakłucia (od 1 do 5), obracając pokrętło końcowe (h).

3. Odcinaj końcówkę tylną urządzenia (a) i usuwaj regulator głębokości (i) nakłuwające.

4. Docisnij urządzenie nakłuwające do wybranego miejsca opuszką palca i nacisnij przycisk zwalnający (b) do momentu AZ USŁYSZYSZ KLIKNIĘCIE.

5. Aby uzyskać kroplę krwi, delikatnie nacisnij palcem na koniec nakłucia. Nie uścisnąć miejsca nakłucia!

6. Po uzyskaniu kropli krwi wykonaj badanie.

POBIERANIE PRÓBK KWII WYKORZYSTUJĄC WYRÓB NA KLWĄJĄCE (Z UŻYCIEM NAKŁADKI AST) - DŁON:

OSTRZEŻENIE: Przezroczystą nakładkę AST (j) nie należy używać na opuszkach palców.

1. Wykonaj czynności opisane w sekcji PRZED UŻYCIEM.

2. Następnie zamierz regulator głębokości (i), załóż na urządzenie nakłuwające NAKŁADKĘ AST (j). Przekręć ją do momentu zatrzymania, usłyszysz lub wyuczysz kliknięcie, a oba wypulke znaczniki znajdą się w jednej linii, jak na rysunku.

3. Wybierz miejsce nakłucia na dłoni, zgodnie ze wskazaniem na rysunku.

4. Odcinaj końcówkę tylną urządzenia (a) i puść, aby przygotować urządzenie nakłuwające.

5. Docisnij urządzenie nakłuwające do wybranego miejsca nakłucia i nacisnij przycisk zwalnający (b) do momentu AZ USŁYSZYSZ KLIKNIĘCIE.

6. Nie odsuwaj urządzenia od dłoni. Urzymy sterylne ręką, aż poczujesz ciepłą wodą z mydłem, a następnie osusz je.

7. Podnieś urządzenie prosto do góry i dala od skóry, nie rozsmaruj kropli krwi.

USUWANIE LANCETKI Z URZĄDZENIA NA KLWĄJĄCEGO:

Nie wyciągaj lancetki (e) z urządzenia nakłuwającego palcami! Urządzenie jest wyposażone w wyrzutnik lancetki (c).

Nie używaj lancetki ponownie. Bezpiecznie usuń zużyty lancetki, postępując zgodnie z lokalnymi przepisami.

2. Przesuń wyrzutnik lancetki (c) zgodnie ze strzałką na rysunku, aby bezpiecznie usunąć zużyty lancetki (e) do pojemnika na ostrze narzędzia, a następnie przesunąć wyrzutnik (c) z powrotem.

3. Załóż regulator głębokości (i) lub nakładkę AST (j), aby ją zablokować.

PT Instruções de uso da lanceta droplet®

O dispositivo de lancetas **droplet®** é um dispositivo médico para uso repetido com lancetas estéreis e de uso único, destinadas à coleta de amostra de sangue capilar por uma pessoa leiga.

O dispositivo de lancetas **droplet®** está equipado com uma tampa transparente e opcional para Teste em local alternativo (AST). Quando instalado no dispositivo, essa tampa permite a coleta de sangue em locais alternativos.

Este dispositivo permite selecionar 5 profundidades diferentes de punção cutânea.

¡ CUIDADO:

- O dispositivo de lancetas **droplet®** destina-se somente a um único usuário.
- O dispositivo de lancetas NUNCA deverá ser compartilhado com ninguém (inclusive familiares) devido ao risco de infecção!
- Se o paciente precisar de assistência, o cuidador deve sempre usar luvas para evitar o risco de infecção.
- Para cada punção, deve-se usar uma lanceta nova e estéril.
- Após a conclusão do teste, a lanceta não deve ser deixada no dispositivo.
- Descarte a lanceta usada de maneira segura de acordo com as regulamentações locais.
- Consulte seu profissional de saúde antes de realizar o Teste em local alternativo (AST).
- Mantenha fora do alcance de crianças sem supervisão de um adulto.

A tampa para AST não deverá ser usada quando:

- Houver suspeita de nível baixo de glicose no sangue (hipoglicemia).
- Houver alterações rápidas no nível de glicose no sangue após uma refeição, após a dose de insulina ou exercício físico.
- Houver hipoglicemia assintomática, ou seja, o usuário não apresenta nenhum sintoma de nível baixo de glicose no sangue.
- Os resultados do teste em outros locais de punção não estiverem de acordo com o que o usuário (paciente) está sentindo.
- O usuário estiver doente ou estressado.
- O usuário pretender dirigir um veículo ou operar uma máquina.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Qualquer acidente grave envolvendo o dispositivo deve ser relatado ao fabricante e às agências governamentais/autoridades competentes locais, conforme aplicável. Em caso de preocupações com a saúde, consulte um profissional de saúde. Este dispositivo funcionará durante dois anos de uso intensivo (12 utilizações por dia) a partir do primeiro uso.

URZĄDZENIE NA KLWĄJĄCE:

Nigdy nie zanurzaj urządzenia nakłuwającego w wodzie ani w innych płynach.

Urządzenie nakłuwające należy czyścić i dezynfekować co najmniej raz w tygodniu.

Używaj dostępnych w aptekach chusteczek dezynfekujących nasączonych 70% roztworem alkoholu isopropylowego. Są one bezpieczne dla wyrobu.

Nie stosuj wybielacza (pochłorynu sodu).

Urządzenie nakłuwające zachowuje swoje parametry przez trzy lata pod warunkiem przestrzegania zaleceń dotyczących czyszczenia i dezynfekcji.

Procedura:

Przygotuj nową chusteczkę dezynfekującą. Ostrożnie przecieraj całe urządzenie nakłuwające i nakładkę AST przez co najmniej 60 sekund.

Pozostaw urządzenie do wyschnięcia.

URZĄDZENIE NA KLWĄJĄCE:

Nigdy nie zanurzaj urządzenia nakłuwającego w wodzie ani w innych płynach.

Urządzenie nakłuwające należy czyścić i dezynfekować co najmniej raz w tygodniu.

Używaj dostępnych w aptekach chusteczek dezynfekujących nasączonych 70% roztworem alkoholu isopropylowego. Są one bezpieczne dla wyrobu.

Nie stosuj wybielacza (pochłorynu sodu).

Urządzenie nakłuwające zachowuje swoje parametry przez trzy lata pod warunkiem przestrzegania zaleceń dotyczących czyszczenia i dezynfekcji.

Procedura:

Przygotuj nową chusteczkę dezynfekującą. Ostrożnie przecieraj całe urządzenie nakłuwające i nakładkę AST przez co najmniej 60 sekund.

Pozostaw urządzenie do wyschnięcia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

- Tambor deslizante (a)
- Botão de liberação (b)
- Ejetor de lancetas (c)
- Soporte para lancetas (d)
- Lanceta (e)
- Tampa protetora (f)
- Banda (g)
- Mostrador da tampa (h)
- Tampa ajustável (i)
- Tampa transparente para AST (j)

ANTES DO USO:

1. Lave bem as mãos e o local da punção com sabão e água morna e seque.

2. Para desbloquear o dispositivo, gire a banda (g), que faz parte da tampa ajustável (i). O sinal em relevo e a marca entalhada se alinham como mostrado.

3. Retire a tampa ajustável (i).

4. Prepare uma lanceta nova e estéril (e). Não remova a tampa protetora (f) da lanceta (e). Gire-a ¼ de volta (90 graus).

5. Insira a lanceta (e) no dispositivo de lancetas. Empurre-a até ouvir um clique. O botão de liberação (b) se eleva.

6. Gire e retire a tampa protetora da lanceta (f) completamente. Não puxe a lanceta (e). Tenha cuidado para não tocar na agulha nem no botão de liberação (b).