

STERYLNE, JEDNORAZOWE, BEZPIECZNE IGŁY

Przeznaczone do użycia
z **wstrzykiwaczami** do podawania leków

Przeznaczenie produktu

Igły **DropSafe®** to sterylne, bezpieczne igły jednorazowe, przeznaczone do stosowania z wstrzykiwaczami przez personel medyczny oraz pacjentów/ osoby niewykwalifikowane. Bezpieczne igły do wstrzykiwaczy **DropSafe®** są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją użytkowania i etykietą.

Cechy produktu

Bezpieczeństwo⁴

- Bezpieczeństwo przed iniekcją i po iniekcji - igła jest bezpiecznie schowana za osłoną, co zapobiega przypadkowemu skaleczeniu.
- Potwierdzenie blokady - czerwony pasek jest widoczny, gdy igła została użyta i zablokowana.

Łatwość obsługi

- Bezpieczne igły DropSafe® do penów współpracują z większością dostępnych na rynku wstrzykiwaczy.¹
- Wystarczy nakręcić je na urządzenie, wstrzyknąć i wyrzucić.

Wygoda

- Specjalna i unikalna metoda silikonowania – Droplicon™ – zaprojektowana z myślą o delikatnej iniekcji.⁷
- Ukryta igła: igła pozostaje niewidoczna, co może zwiększyć komfort pacjenta.³

Dokładność

- Okienko podglądu igły do łatwego potwierdzenia przepływu leku (kontrola przed użyciem).²
- Cienka ścianka (31G) może umożliwić łatwiejsze i szybsze podanie leku.⁷



Zranienia spowodowane ostrymi narzędziami narażają personel medyczny na patogeny przenoszone przez krew. Według danych opublikowanych przez Centers for Disease Control and Prevention każdego roku dochodzi do prawie 400 000 urazów spowodowanych ostrymi narzędziami medycznymi.⁶


Zranienia ostrymi narzędziami — fakty

"Ponad 80% przypadkowych zakłuć igłą można uniknąć, stosując bezpieczniejsze urządzenia, które w połączeniu z edukacją pracowników oraz kontrolą praktyk pracy mogą ograniczyć częstość zranień o ponad 90%!"⁵

HTL-STREFA jest zaangażowana w produkcję bezpiecznych produktów zaprojektowanych w celu zmniejszenia lub minimalizacji ryzyka narażenia na patogeny przenoszone przez krew.

Igły DropSafe® to sterylne, bezpieczne igły jednorazowe, przeznaczone do stosowania z wstrzykiwaczami przez personel medyczny oraz pacjentów/ osoby niewykwalifikowane. Bezpieczne igły do wstrzykiwaczy DropSafe® oferują specjalne cechy zapobiegające zranieniom. Przed iniekcją igła jest bezpiecznie ukryta, a po użyciu automatycznie blokowana, co zmniejsza ryzyko narażenia na kontakt i zapobiega zranieniu.

Jak używać DropSafe®:



Igły **DropSafe®** do wstrzykiwaczy to sterylne, bezpieczne igły jednorazowe, przeznaczone do stosowania z wstrzykiwaczami przez personel medyczny oraz pacjentów/ osoby niewykwalifikowane.

Dostępne w trzech wersjach:

	Nazwa produktu	Rozmiar igły
	DropSafe® Bezpieczne igły do wstrzykiwaczy	31G x 3/16" 0,25 mm x 5 mm
	DropSafe® Bezpieczne igły do wstrzykiwaczy	31G x 1/4" 0,25 mm x 6 mm
	DropSafe® Bezpieczne igły do wstrzykiwaczy	31G x 5/16" 0,25 mm x 8 mm

Pełnomocnictwo:

1. HTL-STREFA S.A. — dane własne — zgodność typu 820 z penami.
2. HTL-STREFA S.A. — dane własne — BADANIE JAKOŚCIOWE DOTYCZĄCE BEZPIECZNYCH IGIEŁ DO PENÓW — CELOWANE WYWIADY GRUPOWE Z PIEŁĘGNIARKAMI W HISZPANII, PMR. 20 sierpnia 2018.
3. Tandon N, Kalra S, Balhara YP, Baruah MP, Chadha M, Chandalia HB, et al. Forum ekspertów ds. techniki iniekcji i zaleceń terapeutycznych, Indie: Indyjskie zalecenia dotyczące najlepszych praktyk w zakresie techniki wstrzykiwania insuliny. Indian J Endocr Metab 2017;21 :600-17.
4. HTL-STREFA S.A. — dane własne — RAPORT KOŃCOWY — SYMULACJA KLINICZNEGO UŻYTKOWANIA BEZPIECZNEJ IGŁY DROPSAFE DO PENÓW. Wersja 1.0, 17 stycznia 2017.
5. https://www.who.int/occupational_health/activities/1_anaism.pdf (data wydruku: 12.04.2019 r.).
6. <https://www.cdc.gov/niosh/stopsticks/sharpsinjuries.html> (data wydruku: 12.04.2019 r.).
7. Siegmund T., Blankenfeld H., Schumm-Draeger PM. Comparison of usability and patient preference for insulin pen needles produced with different production techniques: „thin-wall” needles compared to „regular-wall” needles: an open-label study. Diabetes Technology & Therapeutics, Vol. 11, No. 8.



HTL-STREFA S.A.
 ul. Adamówek 7
 95-035 Ozorków
 info@htl-strefa.pl
 www.htl-strefa.com

www.mtdglobal.com



STREFA
 high tech lab
 a company of MTD Group



Medical Technology and Devices

CE 0197

CE mark refers to the product
 not to the brochure

820/PL/07/2025
 Made in Poland