

EMPFOHLENE LÄNGE DER NADELN

Alter	BMI	Nadellänge*	
		Ohne Hautfalte, gerade Injektion	Mit Hautfalte, abgewinkelte oder gerade Injektion
Kinder unter 12 Jahre Sehr schlanke Erwachsene	Alle	4 mm, 5 mm, 6 mm	6 mm
	Normalgewicht	4 mm, 5 mm, 6 mm	8 mm
Teenager (12 bis 18 Jahre)	Übergewicht (BMI > 25)	4 mm, 5 mm, 6 mm	8 mm, 10 mm
	Normalgewicht	4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	8 mm
Erwachsene	Übergewicht (BMI > 25)	4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm	8 mm, 10 mm, 12 mm**

* Wenden Sie sich bezüglich der Wahl einer für Sie geeigneten Nadellänge und Injektionsmethode an eine medizinische Fachkraft.
** Auch empfohlen für Personen, die hohe Insulindosen injizieren müssen oder deren Fingerfertigkeit bzw. Kraft eingeschränkt ist.

DROPLET-PEN-NADELN KÖNNEN MIT DEN FOLGENDEN INJEKTIONSPENS VERWENDET WERDEN:

BBRAUN	Omnican® Pen 31	
	Omnican® Pen 32	
Copernicus/ Bioton	GensuPen®	
Owen Mumford/ Berlin - Chemie	BerliPen® 301	
	BerliPen® 302	
HASELMEIER/BERLIN-CHEMIE	BerliPen® JUNIOR	
	BerliPen® areo 2	
	BerliPen® PRECISION	
	BerliPen® areo	
Haselmeier/ Sanofi - Aventis	JuniorSTAR®	
	TactiPen®	
HASELMEIER	i-pen®	
	i-pen	
ELI LILLY	Humalog® KwikPen 100 U/ml, 200 U/ml	
	HumaPen® Ergo	
	HumaPen® Ergo II	
	HumaPen® L U X U R A	
	HumaPen® L U X U R A HD	
	HumaPen® MEMOIR	
	HumaPen® savvio	
	Humulin® N Pen 100U/ml	
	Byetta® Pen	
	ABASAGLAR® KwikPen® 100 Units/mL	
Saline KwikPen™		
Forsteo® 20 µg/80µl		
NOVO NORDISK	FlexPen®	
	FlexTouch®	
	NovoLet®	
	NovoPen® 3	
	NovoPen® 4	
	NovoPen® 5	
	NovoPen Echo®	
	NovoPen® Junior	
	Xultophy®	
	Victoza® 6mg/ml	
Tresiba® FlexTouch® 200 Units/mL		
Levemir® InnoLet® 100 Units/ml		
OWEN MUMFORD	Autopen® Classic 3,0ml x 1 units 1-21 units	
	Autopen® Classic 3,0ml x 2 units 2-42 units	
	Autopen® 24 3,0ml x 1 units 1-21 units	
	Autopen® 24 3,0ml x 2 units 2-42 units	
SANOFI-AVENTIS	ClikSTAR®	
	OptiPen® Pro1	
	OptiPen® Pro2	
	SoloStar®	
	Lantus® SoloStar® 100 Units/mL	
	Lyxumia® 20 µg	
YPSOMED	ypsopen®	
YPSOMED/ Фармацевт	БиоматикПен®	
YPSOMED/ Tonghua Dongbao	Gasulin Pen	
BD MEDICAL	PuregonPen®	
GANI TECHNOLOGY	Xiu Lin Pen	
PENDIQ	pendiq	
Diamasco Co. Ltd./pendiq GmbH	pendiq 2.0	